

DH5 α 感受态细胞

DH5 α Chemically Competent Cell 说明书

产品货号: ML-G2016

保存条件: -80 $^{\circ}$ C

产品规格: 20 \times 100 μ l 100 \times 100 μ l

产品介绍

基 因 型

F- ϕ 80 lac Z Δ M15 Δ (lacZYA-arg F) U169 endA1 recA1 hsdR17(rk-,mk+)
supE44 λ - thi -1 gyrA96 relA1 phoA

简 要 说 明

DH5 α 菌株是实验室最常用的感受态细胞。缺失核酸内切酶(endA)，提高了质

粒 DNA 的产量和质量；重组酶缺陷型(recA)减少插入片段的同源重组概率，保证了插入 DNA 的稳定性；lacZ Δ M15 的存在使 DH5 α 可用于蓝、白斑筛选。DH5 α 菌株的缺点是生长缓慢，37℃需培 12-14 小时才能看见克隆；如需加快试验速度，请选用 TG1，Mach1-T1，XL10-Gold 等生长速度快的感受态细胞。MLBio High5™ 系列 DH5 α 感受态细胞经特殊工艺制作，经 pUC19 质粒检测转化效率约 1×10^9 cfu/μg。

操作说明

1. MLBio DH5 α 感受态细胞放置冰中融化（或放手心或室温片刻，待菌体处于冰水混合状态时迅速插入冰中），加入目的 DNA（质粒或连接产物）并用手拨打 EP 管底轻轻混匀，冰上静置 25 分钟。
2. 42℃ 水浴热激 45 秒，迅速放回冰上并静置 2 分钟，晃动会降低转化效率。
3. 向离心管中加入 700 μl 不含抗生素的无菌培养基（2YT 或 LB），混匀后 37℃，200 rpm 复苏 60 分钟。
4. 5000rpm 离心一分钟收菌，留取 100 μl 左右上清轻轻吹打重悬菌块并涂布到含相应抗生素的 2YT 或 LB 培养基上。
5. 将平板倒置放于 37℃ 培养箱过夜培养。如果进行蓝白斑筛选操作，将平板放 37℃ 培养至少 17h。

注意事项

1. MLBio 感受态细胞最好在冰上融化。冰上放置大约 5 分钟即可融化，融化后 8 分钟内加入质粒，否则会影响转化效率。
2. 混入质粒或连接产物时应轻柔操作。
3. 转化高浓度的质粒或高效率的连接产物可相应减少最终用于涂板的菌量。