

丙酮酸激酶 (PK) 测试盒 (测红细胞)

比色法: 50 管/48 样

一、测定原理:

丙酮酸激酶(pyruvate kinase, PK)在 ADP 存在下可催化 PEP 产生丙酮酸,丙酮酸再由 LDH 将其转变为 乳酸,同时将 NADH 变为 NAD。

二、试剂组成与配制:

试剂一: 液体 60ml×1 瓶,4℃保存。

试剂二:粉剂×2 支,-20℃保存,每支用时加双蒸水 1.4ml,用不完-20℃以下保存 7 天。

试剂三:液体×4 支,4℃保存,不可冷冻,用不完 4℃~8℃保存。

试剂四: 粉剂×4 支, -20℃保存, 用时每支加双蒸水 320µl, 用不完-20℃以下保存。

试剂五: 粉剂×4 支,-20℃保存,用时每支加双蒸水 650µl,用不完-20℃以下保存。

试剂六: 稳定剂 20ml×1 瓶,4℃保存。

三、操作过程:

1、样本前处理:

- ①、50%红细胞悬液的制备:取肝素抗凝全血,放冰箱 $4 \sim 8$ 自然沉淀,吸弃血浆、白细胞、血小板部分,用冷的生理盐水洗涤红细胞 $1 \sim 3$ 次,1000 转/分钟离心 5 分钟,洗完后再用冷的生理盐水制成 50% 红细胞悬液(红细胞:生理盐水=1:1)。
- ②、1:19 溶血液的制备: 取 50%的红细胞悬液 20 µ l 加试剂六稳定剂 180 µ l, 即 1:9 稀释后备用。
- ③、血红蛋白测定: 取 1:19 溶血液用氰化高铁血红蛋白测试试剂进行血红蛋白 Hb 的测定,具体见 Hb 测定说明书。

2、操作表:



	测定管	对照管
试剂一 (ml)	1.0	1.0
试剂二(ml)	0.05	0.05
试剂三 (ml)	0.05	0.05
试剂四(ml)	0.025	0.025
试剂五(ml)	0.05	0.05
混匀后,37℃预温 10 分钟		
双蒸水(ml)		0.02
样本(ml)	0.02	

加样本的同时开始计时,快速混匀后,波长 340nm, 0.5cm 光径的石英比色皿,双蒸水调零,测定 30 秒时初始吸光度 A1 值,然后将比色皿中的反应液倒入预先编号的原试管中,放入 37℃水浴箱中准确水浴 15 分钟,然后取出试管测定 15 分 30 秒时的吸光度 A2 值。

四、酶活力的计算:

1、单位定义:

在 37° 、pH7.6 的条件下,每克 Hb 每分钟将 $1\mu mol$ 的 PEP 转变成丙酮酸为一个酶活力单位。

2、计算公式:

