

ml-310 自动酶标洗板机

产品特点

中文大屏幕液晶显示，菜单式操作

可选择整板清洗或个别板条清洗模式

8、12 多种清洗通道可供选择

支持两点吸液，每孔清洗液残留量 $\leq 1\mu\text{l}$

具有微孔板底部冲洗功能，保证洗板彻底

具有震荡和浸泡功能，降低反应过程中的干扰性吸附

可对清洗液压力进行微调，适合各种特殊清洗要求

可调冲洗时间和管路冲洗，有效避免管路堵塞

适用于平底、U 型底、V 型底等各种底型微孔板

可储存 100 个以上用户自定义洗板程序

可选配残/废液溢出液面感应器

技术参数

清洗模式： 整板模式、个别板条模式

清洗通道： 8 或 12 通道

清洗次数： 1-99 次可调

清洗条数： 1-12 排可调

浸泡时间： 0-24 小时可调

振板时间： 0-600 秒可调

洗液残留： $\leq 1\mu\text{L}/\text{孔}$

加液容量： 50-3000 μL ，以 10 μL 为间距可调

加液精度： $\leq 2.0\%$

洗液时间： 0.1-9.9 秒

储存容量： 100 个以上用户自定义洗板程序

清洗方式： 具有两点吸液、底部冲洗、清洗液压力微调功能

