

## 酸性磷酸酶封闭液(100×)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

酸性磷酸酶可以用于 ELISA 检测中，其反应产物为可溶性的具有颜色的物质，常用于分光光度计定量测定；虽然石蜡包埋能破坏大多数酸性磷酸酶的活性，但残留的酶亦会影响标记效果。

酸性磷酸酶封闭液(100×)由酒石酸、防腐剂等组成，能够很好的封闭酸性磷酸酶，但其有可能会破坏抗原。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
酸性磷酸酶封闭液(100×)	50ml	1份	6个月	RT

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、切片贴于玻片上，用 PBS 轻轻清洗。
- 2、将玻片吸干或吹干，稀释酸性磷酸酶封闭液(100×)至 1×，用 1×酸性磷酸酶封闭液孵育 10~20min。
- 3、无需清洗，直接将玻片吸干或吹干。
- 4、在未标记的一抗中孵育。

### 注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

醋酸银显影液
钾矾明胶包被液
铬矾明胶包被液
阿拉伯树胶水合氯醛甘油封片剂
阿拉伯树胶甘油封片剂
阿拉伯胶水溶液(10%)