

## TBS-葡萄糖溶液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液，常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液，是常用分子生物学试剂。TBS-葡萄糖溶液主要成分为 Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠、1%葡萄糖、防腐剂，不含 Tween 20，经过滤除菌。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
TBS-葡萄糖溶液	500ml	RT	1 份	6 个月

### 操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

HEPES 缓冲液(10×, 含钙镁)
HEPES 缓冲液(10×HCMF, 无钙镁)
HEPES 缓冲液(10×HMF, 无镁)
HEPES 溶液(1mol_L, Free+Acid)
HEPES 溶液(1mol_L, pH6. 8)
HEPES 溶液(1mol_L, pH6. 8-8.0)