

自由醛基清除液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

洗脱电镜固定液的缓冲液，用于清洗固定后的标本，出去残留的自由醛基。标本经醛类固定剂固定后一般都残留有自由醛基，这种自由醛基比较活泼，可与各种抗体的氨基结合，导致难以清除的非特异性染色，因此标本固定后必须彻底清洗干净。由 PBS、甘氨酸等组成。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。