

Warthin-Starry 银染色液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

螺旋体、幽门螺旋杆菌、真菌、球菌等染色菌丝及颗粒呈黑色,背景呈棕黄色。染片不易褪色。

Warthin-Starry 银染色是 Warthin 和 Starry 在 1920 年用于显示螺旋体的染色法，其染色原理在于螺旋体表面的黏蛋白与银结合，呈黑色；该染色法对比清楚，染片可以长期保存，但操作较为麻烦耗时。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。