

抗酸染色液(Ziehl-Neelsen 热染法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

抗酸菌(结核杆菌等)染色,可鉴别抗酸菌与非抗酸菌经典抗酸菌染色法,中国结核杆菌防治规划痰涂片检验标准化操作,结果为: 抗酸杆菌/结核杆菌呈红色,非抗酸杆菌和背景呈蓝色。主要由石 炭 酸复红液、脱色液、亚 甲 蓝复染液组成。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。