

VonEbener's 液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

摘要

组织脱钙，酸性脱钙液

产品介绍

组织脱钙，酸性脱钙液主要由饱和氯化钠溶液、盐酸、蒸馏水等组成,细胞核染色较好,无需水洗。

产品简介：

在组织切片过程中，一些组织内含有骨质或钙化灶时，含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同，较难切出完整的切片。对含钙组织建议固定之后，再进行脱钙或二者同时进行。然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。用于脱钙的试剂很多，脱钙剂包括有机酸、无机酸、乙二胺四乙酸(EDTA)以及电解法脱钙。