

透明软骨染色液(Unna 碱性美蓝法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

软骨染色,主要显示透明软骨，此法为 6-8 个月胎儿指骨染色法，不脱钙石蜡切片也可染色。骨质（钙盐沉着处）红色、软骨基质紫色、细胞质黄色，胞核蓝色。有碳酸钾、美蓝、茜素红等组成。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。