

# 改良型 Krebs-Henseleit 粉剂(无碳酸氢钠,无钙)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

又称 Krebs-Henseleit Buffer Modified,同 sigma-k3753。不含碳酸氢钠和钙。溶于 1L 水,调整需要 pH 值即可使用。作用类似于 Ringer 液，用于动物离体实验,肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。主要含有葡萄糖、硫酸镁、氯化钾、磷酸二氢钾、氯化钠等组成。