

## 核组蛋白储存液(pH7.6)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

核组蛋白储存液(pH7.6)由 HEPES 缓冲液(pH7.6)、EDTA、氯化钾、甘油、去离子水等组成，临用前加入 1mM DTT，用于保存核组蛋白。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
核组蛋白储存液(pH7.6)	100ml	4℃	1 份	2 个月

### 操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

Acr-Bis (40%, 38.4%_1.6%)
Acr-Bis (40%, 37_1)
Acr-Bis (40%, 37.5_1)
Acr-Bis (40%, 29_1)
Acr-Bis (37.5%_1%)
Acr-Bis (30%_1.8%)