

STET 裂解液(pH8.0)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

STET 裂解液(pH8.0)由 100mM NaCl、10mM Tris、Triton X-100 以及微量 EDTA 组成，不含蔗糖，可用于裂解和抽提 DNA 等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
STET 裂解液(pH8.0)	100ml	1 份	6 个月	RT

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

T4+DNA 连接酶缓冲液 (10×)
TEN 缓冲液 (10×, pH8.0)
TEN 缓冲液 (1×, pH7.2)
TEN 缓冲液 (1×, pH8.0)
Tris-EDTA 缓冲液 (1×TE, pH8.0)
Tris-EDTA 缓冲液 (1×TE, pH8.0)