

血清血浆 miRNA 提取试剂盒说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

描述：

血清血浆 miRNA 提取试剂盒是目前提取小 RNA (<200nt) 操作步骤最简单、重复性最好、小 RNA 产率最高的方法之一。使用该试剂盒通过一步上柱即可获得高纯度 miRNA，可在 10min 左右完成小 RNA 的提取，且使用该试剂盒提取的小 RNA (Small RNA) 中，长度在 15~200nt 范围的 RNA 在 95% 以上，基本不含有大 RNA 和 DNA，可直接用于后续的反转录、Northern 杂交、测序等应用。

组分：

Serum/Plasma miRNA Reagent	20 ml	80ml
miRNA 吸附柱	25 套	100 套
RnaseFree H2O	5ml	5ml

储存：室温可保存 2 年。

使用防护建议：Serum/Plasma miRNA Reagent 溶液中含有胍盐，其具有强烈的腐蚀性，试验时请务必佩戴防护眼镜、手套、口罩等防护措施，如有皮肤接触请立即用大量清水冲洗，再另行就医。

自备试剂：异丙醇、乙醇、75%异丙醇、2ml EP 管