

## PAGE 连续凝胶电泳缓冲液(2×,pH8.9)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

PAGE 连续凝胶电泳缓冲液(2×,pH8.9)由 Tris、甘氨酸、防腐剂等组成，不含变性剂 SDS，用于连续凝胶电泳，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 2 倍后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
PAGE 连续凝胶电泳缓冲液(2×,pH8.9)	500ml	RT	1 份	1 年

### 操作步骤(仅供参考)：

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

### 注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

Acr-Bis (40%_2%)
Acr-Bis (40%, 49_1)
Acr-Bis (40%, 39_1)
Acr-Bis (40%, 38.4%_1.6%)
Acr-Bis (40%, 37_1)
Acr-Bis (40%, 37.5_1)