

Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介:

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液。1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液，本试剂是 1 × 的粉剂，主要由 25mM Tris、0.25M 甘氨酸、1%SDS 组成，溶解于蒸馏水或去离子水使用。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)	10×1L/1L/10L	RT	1 份	2 年

操作步骤(仅供参考):

1、取 1 份 Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)充分溶解于 700ml 蒸馏水或去离子水，补水至 1000ml，即为 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

Acr-Bis (40%, 38.4%_1.6%)
Acr-Bis (40%, 37_1)
Acr-Bis (40%, 37.5_1)
Acr-Bis (40%, 29_1)
Acr-Bis (37.5%_1%)