

BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)主要由 PIPES、TRIS、EDTA 等组成，是一种 RNA 电泳缓冲液，经 0.1%DEPC 处理，不含核酸酶，用于 RNA 电泳。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)	500ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、实验过程中避免 RNase 污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Tris-甘氨酸电泳缓冲液(1×)
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)
Tris-甘油加样缓冲液(2×)
Tris-甘油加样缓冲液(5×)
Tris 凝胶缓冲液(4×, pH7.1-8.9)