

Western 洗涤液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Western 洗涤液 (Western Wash Buffer) 可用于 Western 时一抗或二抗孵育后的洗涤，主要由 TBS、去污剂等组成。适当的洗涤可以降低背景，增强信噪比。每张膜洗涤大约需要 10~15ml 洗涤液。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Western 洗涤液	100ml/500ml	1 份	12 个月	RT

自备材料

- 1、摇床
- 2、洗涤容器

操作步骤(仅供参考)：

- 1、在一抗或二抗孵育结束后，加入少量 Western 洗涤液使之能盖住蛋白膜，摇床上摇动洗涤 5min。
- 2、吸尽洗涤液或更换洗涤容器，再加入新的洗涤液。洗涤 3 次，每次 5min。
- 3、进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件 Western 结果背景仍然较高，可以适当延长洗涤时间并增加洗涤次数。一般情况下，延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对 Western 结果产生负面影响。

注意事项：

- 1、Western 洗涤液一旦启用建议在 2 周内用完。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Western 抗体洗脱液(酸性)
Western 抗体洗脱液(强碱性)
Western 抗体洗脱液(碱性)
Western 封闭液(尼龙膜)
Western 封闭液(奶粉)
Western+blot 一抗稀释液