

# Western 转移缓冲液 (5×, 尼龙膜) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到尼龙膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。

Western 转移缓冲液 (5×, 尼龙膜) 主要成分为 Tris、甘氨酸等，不含甲醇。不适用于把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素 (NC) 膜上，该试剂为 5× 溶液。

## 产品组成：

| 产品名称                  | 规格    | 说明书 | 有效期   | 保存条件 |
|-----------------------|-------|-----|-------|------|
| Western 转移缓冲液(5×,尼龙膜) | 500ml | 1 份 | 12 个月 | RT   |

## 操作步骤(仅供参考)：

- 1、稀释至 1× 后使用。
- 2、大多数蛋白质转移，应置于 4℃ 进行，以防止蛋白降解。

## 注意事项：

- 1、密闭保存，开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 相关产品：

|                          |
|--------------------------|
| Western 转移缓冲液 (5×)       |
| western 转移缓冲液 (10×, 尼龙膜) |
| Western 转移缓冲液 (10×)      |
| Western 转移缓冲粉剂           |
| Western 洗涤液              |
| Western 抗体洗脱液 (酸性)       |