

植物基因组 DNA 提取试剂盒(CTAB 粗提法)

摘要

是简单快速简便的提取植物总 DNA 的试剂盒，先将新鲜植物样本研磨破碎细胞壁，加入 CTAB 抽提液使细胞膜破裂同时将核酸与植物多糖等杂质分开。

产品介绍

是简单快速简便的提取植物总 DNA 的试剂盒，先将新鲜植物样本研磨破碎细胞壁，加入 CTAB 抽提液使细胞膜破裂同时将核酸与植物多糖等杂质分开。CTAB 抽提液的有效成分为 CTAB(十六烷基三乙基溴化铵)，经蛋白清除液等去除蛋白，即可获得植物基因组 DNA，可进行酶切、PCR 等下游实验。