

# SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5x, 无还原剂) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

适用于非还原性 SDS-PAGE 电泳，若用于还原性 SDS-PAGE 电泳请自行添加适量还原剂后再使用。将上样缓冲液与待测蛋白样品液按照 1: 4 比例稀释混匀后，90° C 水中煮 2~3min，短暂离心取上清进行上样。主要由 Tris-HCl(pH6.8), SDS, Bromophenol Blue, Glycerol 等组成。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。