

MOPS-SDS 电泳缓冲液(20x)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

主要由 Tris、MOPS、EDTA、SDS 组成，主要用于 bis-tris 凝胶的电泳缓冲液。适合分离 14-200kd 的蛋白。又叫 Tris-MOPS 电泳缓冲液或 MOPS-SDS Running Buffer，常用于聚丙烯酰胺的蛋白电泳实验。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。