

## SDS-PAGE 下层胶预混液(12%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

本产品将凝胶配制所需的 Tris-HCl (pH8.8)、Acr-Bis(29:1)、SDS 等预混合好，使用前仅需加入适量过硫酸铵和 TEMED 即可简单快速地完成下层胶(分离胶)的配制。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。