

## 半乳糖(D-Galactose)含量试剂盒(可见显色)

分光法 24 样

### 产品简介:

半乳糖在含有半乳糖脱氢酶的复合酶作用下被分解,同时使 NAD<sup>+</sup>还原成 NADH,通过检测 340nm 下 NADH 的增加量,计算得到半乳糖的含量。

### 所需的仪器和用品:

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿 (光径 1cm)、离心机、可调式移液器、研钵和蒸馏水。

mlbio 酶联生物  
Good elisakit producers