

蛋白质速测盒

品牌： 酶联生物

规格： 100 次/盒

用途： 适用于奶粉、牛奶、豆奶等奶制品及乳制品中蛋白质含量的快速检测

其它： 有效期：1 年

产品详细介绍

一连串的“大头娃娃”事件披露了奶粉的质量问题，受到人们的密切关注。这些劣质奶粉脂肪、蛋白质和碳水化合物等基本营养物质不及国家标准的三分之一，甚至有些大肠菌群、亚硝酸盐严重超标。长期食用这些劣质奶粉，会导致婴儿重度营养不良，全身水肿，体重不增反减，内脏器官功能受损，免疫力下降，发现、抢救不及时极易导致死亡。

劣质奶粉事件的恶劣影响，使我们再度关注食品安全问题。本公司研制出品的牛奶蛋白质检测管可以快速地检出奶制品的蛋白质含量，能有效地预防劣质奶粉泛滥，保障婴儿和儿童的身体健康，预防类似的悲剧重演。