

食品综合分析仪 DY-3500 PLUS 系列

品牌： 酶联生物

规格： DY-3500 PLUS 系列

包装： 台

用途： 食品综合分析仪可现场检测食品、化妆品、药品、保健食品一系列产品；包括兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素、重金属等检测指标。

产品详细介绍

食品综合分析仪可现场检测食品、化妆品、药品、保健食品一系列产品；包括兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素、重金属等检测指标。

性能特点

1.功能强大

多模块设计，可现场检测食品（包括水产品、畜禽产品等）、化妆品、药品、保健食品一系列产品；包括兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素、重金属等检测指标。

2.操作简单

采用安卓操作系统，电容式触摸操作，设计人性化、直观化，便捷易上手。

3.准确性高

采用进口特制 LED 冷光源，内置多种计算方法，终点法、酶抑制率法、动力学法等全面提

高检测结果的准确性。

4.检测项目丰富

满足现场及流动检测使用要求，系统能快速检测至少 70 个食品、保健食品安全项目。

5.自动化程度高

采用智能控制，具有设置、数据统计处理、自动保存、自动打印等功能。

6.存储与传输

不限数量存储测试数据和原始测试图像，并可通过蓝牙等无线传输模式将检测结果进行格式转换、实时打印或上传至食品药品安全检测监控信息系统，组建省、市、地、县等各级食品监控网络。