

## 食用油过氧化值速测盒

**品牌：** 酶联生物

**规格：** 100 次/盒

**用途：** 食用油过氧化值速测盒适合现场对食用油过氧化值进行快速检测

**其它：** 保质期：1 年

### 产品详细介绍

食用油主要分为动物性油脂(猪、牛、羊、奶油等)和非动物性油脂（各种植物油），是人体每天必需摄入的营养物质。由于食用油在贮存期间受微生物的繁殖和温度、空气、光线等环境条件的影响，脂肪会发生氧化分解，使油脂酸败，从而使食用油的感官和理化性质发生变化，酸败严重的食用油不但丧失食用营养价值，而且对人体有害。

食用油过氧化值是油脂品质的主要指标之一，过氧化值超出标准，说明油脂已经开始酸败。本产品在国标方法 **GB/T 5009.37** 《使用植物油卫生标准的分析方法》的基础上开发而成的，适合现场对食用油过氧化值进行快速检测。