

农药残留快速测试仪 LZ-4000

品牌： 酶联生物

规格： LZ-4000

其它： 台

用途： LZ-4000 农药残留快速测试仪适用于蔬菜、瓜果、茶叶、桑叶、烟叶等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的检测，配套新型数字农药残留速测卡片使用。

产品详细介绍

应用领域

LZ-4000 农药残留快速测试仪采用国际先进标准技术，结合国家标准和农业部行业标准，基于酶抑制率法原理快速检测蔬菜、水果中有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留量。它可广泛适用于各级食品安全监管部门、各级食品安全监测部门、蔬菜生产基地、蔬菜批发基地、农贸市场、食品超市、食品安全检测流动车、卫生防疫、环境保护等领域的蔬菜、水果中的农药残留检测。

仪器优势

- 1、仪器人性化设计，体积小巧，便于携带，操作简单，测试效率高。
- 2、与本公司自主开发的食品安全检测监控信息系统配套，可组建省、市、地、县等各级食品监控网络。

数字农药残留速测卡

▶ 胆碱酯酶法和侧向层析技术相结合

- ◆ 灵敏度高，检测时间短
- ◆ 显色均匀稳定，读数准确可靠
- ◆ 前处理完毕，一步完成检测
- ◆ 抗干扰性强，有效抵制色素干扰

数字农药残留速测卡结合了传统农残速测卡的操作简便及酶试剂的高灵敏度、结果准确、数据可保存上传的优点，同时又弥补了传统农残卡非定量测试和酶试剂操作繁多，测试时间长的缺点。