



水中重金属铅快速检测盒（胶体金）

品牌： 酶联生物

规格： 10 次/盒

用途： 水中重金属铅快速检测盒（胶体金）适用于生活饮用水中铅的快速检测。

其它： 保质期：12 个月

产品详细介绍

【简 介】

铅，银白色的金属，近年来，由于人类铅矿的开采、含铅金属的冶炼、油漆颜料的生产使用、蓄电池的制造等一系列工业活动产生的废气、废渣，还有汽车含铅尾气的排放，随着雨水的洗刷，进入到地面水中，造成铅对水质的污染，自来水管的老化、水龙头含铅，也会造成铅含量的超标；铅经消化道吸收后，积蓄在人的肝、脾、大脑处，铅毒缓慢释放，经血液扩散到全身并进入到骨骼，引起严重的慢性中毒，严重危害我们的健康。

我国生活饮用水卫生标准 GB 5749-2006 铅的限量值是 0.01mg/L。

重金属铅检测试纸条利用免疫层析原理对饮用水中铅进行快速检测。具有操作简单、检测时间短的特点，适用于各类企业、检测机构、监督部门对水中重金属铅的现场快速检测。

【适用范围】

适用于生活饮用水中铅的快速检测。



【试剂盒组成】

重金属铅检测试纸条	10 条	重金属铅检测微孔	10 个
重金属铅试剂	1 瓶	一次性吸管（短）	10 个
0.5mL 离心管		10 个	

【规 格】 10 份次

【检测所需但未提供的试剂、器具】

移液器、计时器等

【贮藏条件和有效期】

储存条件：常温(4~30℃)下，阴凉避光干燥处，不得冻存

有效期：12 个月