

## 双胍类快筛试剂盒

**品牌：** 酶联生物

**包装：** 盒

**用途：** 快速检测降糖类中成药、调节血糖或辅助降血糖保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍等成分

### 产品详细介绍

快速检测降糖类中成药、调节血糖或辅助降血糖保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍等成分，不适用于软胶囊、液体制剂、单次用量超过 6g 样品的快速检测。