

## 呋喃妥因代谢物快速检测盒（胶体金法）（CFDA）

**品 牌：** 酶联生物

**包 装：** 盒

**有效期：** 12 个月

**用 途：** 呋喃妥因代谢物快速检测盒适用于鱼、虾、贝、畜禽等样品中呋喃妥因代谢物的定性筛查检测。

### 产品详细介绍

#### 【简介】

硝基呋喃类药物是一类广谱抗生素，对大多数革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和原虫等病原体均有杀灭作用，主要包括呋喃西林、呋喃妥因、呋喃它酮、呋喃唑酮及其代谢物，由于硝基呋喃类药物有致癌、致畸胎副作用，美国、日本、欧盟等国家都不允许作为兽药使用，我国农业部《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》、卫生部《食品中可能违法添加的非食用物质名单》已规定在动物性食品中不得检出，并在饲养过程中禁止使用此药物。

本产品利用免疫层析技术原理来定性检测鱼、虾、贝、畜禽等样本中呋喃妥因代谢物残留，具有操作简单、检测时间短、可通过肉眼直接判读结果的特点，适用于各类企业、检测机构的现场快速检测。