

2D Semiconductors CVD 蓝宝石基底 单层 ReSe2 连续薄膜

中文名称： 2D Semiconductors CVD 蓝宝石基底单层 ReSe2 连续薄膜

英文名称： Full Area Coverage Monolayer ReSe2 on c-cut Sapphire

货 号： ML1099

包 装： 1 片

参 数

尺 寸： 1cm x 1cm

保质期： 1 年干燥避光保存

性 质

尺 寸： 1cm x 1cm

基底类型：（0001）c-cut Sapphire

晶体结构：1T

制备方法：APCVD

如定制其他基底请联系销售人员

应用：NA