

小片径少层二硫化钼分散液浓度 1 mg/mL

中文名称： 小片径少层二硫化钼分散液 浓度 1 mg/mL

英文名称： Few Layers Nano MoS₂ Suspension 1 mg/mL

货 号： ML1131

CAS 号： 1317-33-5

包 装： 200mL / 500mL

参 数

浓度： 1mg/ml

溶剂： 水

稳定剂： LiOH

保质期: 3月 4℃冷藏避光密封

性质

片径: 0.02-1 μm

层数: 1-10层

厚度: 1-8 nm

浓度: 1 mg/mL

溶剂: 水或乙醇

稳定剂: LiOH

应用: 润滑剂、催化、能量存储、复合材料等领域。

其他信息

储存条件: 4℃冷藏避光密封保存，最长保存期限为开封前3个月，开封后建议1个月用完。每次开封后用 Ar/N₂ 气鼓泡保存。