

二硫化钼分散液

中文名称： 二硫化钼分散液

英文名称： MoS₂ nanosheets dispersion

货 号： ML1151

CAS 号： 1317-33-5

包 装： 100 mL

参 数

厚 度： 1-10 层

浓 度： 1mg/m 溶剂需备注

保质期： 3 月 4℃密封冷藏保存

性 质

厚度：1-10 层

横向尺寸：50 nm-1 μ m

浓度：1 mg/mL (可定制)

溶剂：水-乙醇、NMP、DMF、IPA 溶剂需备注

应用

1. Semiconductor

2. Adhesive dry lubricant

3. Friction-increasing additive

4. Catalysis

5. Photodetector

6. Antioxidant

其他信息： 4°C 冷藏密封保存，最长保存期限为 3 个月，开封后建议 1 个月用完。每次开

封后用 Ar/N2 气鼓泡处理

mlbio 裕联生物
Good elisakit producers