

二硫化钨粉末 5.0 μ m

中文名称：二硫化钨粉末 5.0 μ m

英文名称：WS2 powder 5.0 μ m

货号：ML1166

CAS号：12138-09-9

包装：20 g / 100g / 500g

参数

粒径：5.0 μ m

保质期：1年常温干燥避光

性质

WS2 \geq 99.9%

W \geq 73.0%

粒 径： 5.0 μ m

酸碱性： 中性

形 态： 粉末固体

颜 色： 灰黑色

应 用： NA