

氨基化石墨烯量子点 N-100

中文名称： 氨基化石墨烯量子点 N-100

英文名称： Aminated Graphene quantum dots N-100

货 号： ML1227

CAS 号： 7440-44-0

包 装： 100ml

参 数

浓 度： 1mg/ml

溶 剂： 水

保质期： 6月 4℃冷藏保存

性 质

合成方法： 自下而上

发光强度： 具有较高发光强度

尺 寸： 3.5-5 nm

浓 度： 1 (Max: 40) mg/mL

荧光量子产率： ~5%

应 用： 复合材料、生物标记、构筑光电器件、荧光材料等。

其他信息： 常温干燥避光保存，保存时间为1年