

氨基化石墨烯量子点 N-150

中文名称： 氨基化石墨烯量子点 N-150

英文名称： Aminated Graphene quantum dots N-150

货 号： ML1228

CAS 号： 7440-44-0

包 装： 100 ml

参 数

浓 度： 1mg/ml

溶 剂： 水

保质期： 6月 4℃冷藏保存

性 质

合成方法：自下而上

发光强度：具有较高发光强度

尺寸：2.5-4.5 nm

浓度：1 (Max: 40) mg/mL

荧光量子产率：>20%

应用：复合材料、生物标记、构筑光电器件、荧光材料等。