

氨基化石墨烯量子点 N-200

中文名称： 氨基化石墨烯量子点 N-200

英文名称： Aminated Graphene quantum dots N-200

货 号： ML1229

CAS 号： 7440-44-0

包 装： 100 ml

参 数

浓 度： 1mg/ml


溶 剂： 水

保质期： 6月 4℃冷藏保存

酶联提供高质量的石墨烯量子点，完整表征资料请发邮件索取

合成方法	有机合成 溶液呈碱性
规格	具有较高发光强度
纯度	~90% quantum dots
标准浓度	1 mg/ml 最大浓度：40mg/ml
包装	100 ml 最小包装

发光照片



左为自然光下照片，右为 365nm 光照下照片