

超高纯单壁碳纳米管

中文名称： 超高纯单壁碳纳米管

英文名称： Ultrapure Single-walled carbon nanotubes

货 号： ML1260

CAS 号： 1333-86-4

包 装： 500 mg / 1g

参 数： 纯度 95% 直径 1-2 nm 长度 5-30 微米

保质期： 1年常温干燥避光

性 质

直 径： 1-2 nm

纯 度： >95%

长度: 5-30 um

SSA: >380 m²/g

Tap density: 0.14 g/cm³

True density: ~2.1 g/cm³

EC: >100 s/cm

应用: NA