

# 超高纯大比表面积单壁碳纳米管

中文名称： 超高纯大比表面积单壁碳纳米管

英文名称： High Purified Large Surface Area SWCNTS

货 号： ML1268

CAS 号： 1333-86-4

包 装： 1g

参 数： 纯度大于 95% 直径 1-2 nm 长度 5-30 微米

保质期： 1年常温干燥避光

性 质

直 径： 1-2 nm

纯 度： >95%

长度: 5-30  $\mu\text{m}$

比表面积:  $>1075 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$

应用: NA