

高纯羟基化单壁碳纳米管(短)1g 包装

中文名称： 高纯羟基化单壁碳纳米管(短)1g 包装

英文名称： High purity carboxyl SWCNTs (short)

货 号： ML1273

CAS 号： 1333-86-4

包 装： 1 g

参 数： 纯度 90% 直径 1-2 nm 羟基含量 3.96wt%

保质期： 1 年常温干燥避光

性 质

直 径： 1-2 nm

纯 度： >90%

长度: 1-3 um

羟基含量: 3.96 wt%

SSA: >380 m²/g

Tap density: 0.14 g/cm³

True density: ~2.1 g/cm³

EC: >100 s/cm

应用: NA