

高导电碳纳米管薄膜

中文名称： 高导电碳纳米管薄膜

英文名称： conductive Carbon Nanatube Film

货 号： ML1311

CAS 号： 308068-56-6

包 装： 5cm*5cm / 10cm*10cm / 30cm*30cm

保质期： 6 月常温干燥避光

性 质

形 态： 黑色薄膜

参 数

导电性： 3-8x104 S/m

厚度： 10-15 μ m

金属含量： <10%

强度： 60-120 MPa

柔韧性： 可反复弯折

尺寸： 单张最大 90*90cm

应用： NA