

碳化硅纳米线（超长）

中文名称： 碳化硅纳米线（超长）

英文名称： SiC Nanowires CVD Method （Ultra）

货 号： ML1362

CAS 号： 1568-80-5

包 装： 1 g

参 数

长 度： 大于 100 μm ,

纯 度： ~98%

保质期： 1 年常温干燥避光

性 质

直 径： 100-600 nm

长 度： >100um

晶 型： Beta

密 度： 3.21g/cm³

外 观： 灰绿色

纯 度： ~98%

应 用： 电子、信息、精密加工技术、军工，航空航天、高温耐火材料、特种陶瓷材料、高级磨削材料和增强增强材料等领域