

碳化硅纳米线（短）

中文名称： 碳化硅纳米线（短）

英文名称： SiC Nanowires for Industry

货 号： ML1364

CAS 号： 1568-80-5

包 装： 1kg

参 数

长 度： 10-50 μm ,

纯 度： 80-90%

保质期： 1年常温干燥避光

性 质

直 径： 100-1000 nm

长 度： 10-50 um

晶 型： Beta

密 度： 3.21g/cm³

外 观： 灰绿色

纯 度： 80-90%

应 用： 电子、信息、精密加工技术、军工，航空航天、高温耐火材料、特种陶瓷材料、高级磨削材料和增强增强材料等领域