

导电银浆料

中文名称： 导电银浆料

英文名称： conductive silver pulp

货 号： ML1372

CAS 号： 7440-22-4

包 装： 50 g / 500g / 1kg

保质期： 6 天

产品简介： ML1372 导电银浆是我司最新推出的一种低阻抗慢干型纯银浆。它是由超细银粉和低温固化热塑性树脂精研而成，适用于丝网印刷。

典型应用： 可广泛用于薄膜开关等柔性印刷电路。

通用特点： 有着良好的印刷性、导电性、抗氧化性、硬度和极强的附着力。

技术指标

物理性能指标	测试标准
外 观	浅灰黄色胶体
填 料	银
气 味	轻微
粘 度 (Pa.S)	90pa*s
固 含 量 (Wt%)	75±2%
涂布面积 (cm ² /g)	100-200
固化后性能指标	测试标准
浆料方阻 (Ω cm)	100-120*10 ⁻⁶
附 着 力	无脱落
硬 度 (H)	≥2
工作温度 (°C)	< 70

安全操作规范

使用前仔细阅读产品使用说明,预防措施说明和急救措施说明;

本品含有机溶剂,使用时应保持良好通风,以避免过量蒸汽吸入体内;如接触到皮肤,应及时用清水和肥皂清洗。