

纳米金胶体

中文名称：纳米金胶体

英文名称：Nano gold colloid

货号：ML1373

CAS号：7440-57-5

包装：50 mL

参数

溶剂：水,

浓度：0.2g/L,

粒径：<10nm

保质期：6月 4℃密封保存

性 质

浓 度： 0.1/0.2 mg/mL（仅<10nm 尺寸可做到 0.2 浓度）

粒 径： 10-20 nm/<10nm

最大吸收波长： 518-521 nm

应 用： 细胞检测、显微镜示踪物、斑点金银染色法、免疫印迹技术、生物传感器、生物芯片、药物残留检测、基因调节药物合成、药物运输、光化学治疗等。