

蛋白 A 磁珠

中文名称： 蛋白 A 磁珠

英文名称： Protein A magnetic microspheres

货 号： ML1404

CAS 号： 7440-57-5

包 装： 1 mL / 6mL

参 数

浓 度： 30 mg/mL

溶 剂： 水

保质期： 6 月 4℃ 冷藏避光

性 质

浓 度： 30 mg/mL

溶 剂： 水

粒 径： $\sim 1 \mu\text{m}$

SPA 负载量： 70-75 $\mu\text{g}/\text{mg}$

表面电位： $\sim -29 \text{mV}$

磁含量： 35%-45%

应 用： 广泛适用于腹水、血浆、细胞培养物等各种样本中抗体的分离、纯化和浓缩。此外，可根据实验人员需求进行抗体标记、免疫沉淀 (IP)、免疫共沉淀 (Co-IP)、染色质免疫沉淀 (ChIP)等。操作简单，快速温和，对靶蛋白的物理压力极小，尤其适合分离和浓缩不稳定易分解的成分。本产品结合人 IgG 能力为 1.6 mg/mL。

其他信息： 请于 4°C 冰箱避光密封保存，开封前最长保质期为 6 个月。