

# Nanointegris 超纯单壁碳纳米管

中文名称: Nanointegris 超纯单壁碳纳米管

英文名称: Nanointegris ultrapure SWCNTs

货号: ML1418

CAS 号: 7440-44-0

包装: 25mg / 100mg / 250mg / 500mg / 1g

参数: **OD: 1.2 nm-1.7 nm, Purity: 99%**

保质期: 6 月低温干燥保存

性质

OD: 1.2 nm-1.7 nm

Length: 300 nm-4  $\mu$ m

Purity: >99%

Solution Color: Gray

Solvent: aqueous solution

应用: NA

**mbio** 梅联生物  
Good elisakit producers