

Nanointegris HiPco 小管径单壁碳纳 米管

中文名称: Nanointegris HiPco 小管径单壁碳纳米管

英文名称: Nanointegris SWCNTs with small diameter

货 号: ML1420

CAS 号: 7440-44-0

包 装: 500 mg / 1g / 5g / 10g

参 数: **D:0.8-1.2 nm, Fe Catalyst15%**

保质期: 6 月低温干燥保存

性 质

D:0.8-1.2 nm,

Fe Catalyst:<15%

Length:~100-1000 nm

应用: NA