

Nanointegris Hipco 小管径金属性单壁碳纳米管溶液

中文名称: Nanointegris Hipco 小管径金属性单壁碳纳米管溶液

英文名称: HIPCO pure Metallic Hipco SWNTs Aqueous

货号: ML1423

CAS号: 7440-44-0

包装: 1 mg

参数: **D:0.7-1.0nm, L:100-1000nm**

保质期: 6月低温干燥保存

性质

Diameter: 0.7-1.0nm

Length: 100-1000nm

Residual Fe Catalyst: <5wt%

Metallic Enrichment: >95%

Solvent: aqueous solution

应用: NA